

### DETERMINACIÓN DE SEROTONINA EN ORINA

#### Dieta:

Durante 2 días no ingerir bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces y golosinas que contengan vainillina, chocolates, té ni café.

#### Recipiente:

Bidón de 3 litros con ácido clorhídrico provisto por el laboratorio.

#### Recolección:

- Al tercer día y manteniendo la dieta, recolectar orina de 24 horas.
- A las 7:00 horas, vaciar la vejiga orinando en el inodoro.
- A partir de ese momento, recoger la TOTALIDAD de la orina de todas las micciones en el bidón o en otro recipiente y luego trasvasar, hasta las 7:00 horas del día siguiente, también incluida.
- En los intervalos mantener el bidón en un lugar bien fresco o mejor, en heladera.

**IMPORTANTE:** si se completa el frasco o la botella que utiliza para recolectar la orina debe solicitar un nuevo frasco con ácido en el laboratorio.



Quedamos a disposición de cualquier consulta o sugerencia.



/INDABI



3446500591

Urquiza 934 | Telefax [03446] 424777

indabi@indabi.com.ar | www.indabi.com.ar

WhatsApp: 3446500591 | Gualeguaychú